

サンプルボックス販売のご案内

店舗でのディスプレイはもちろん、持ち運びにも便利なサイズですのでどこでも履いていただく事が出来ます。
採寸にもご利用いただけますので、ぜひその方に合ったぴったりの1足をご提案下さい。

NEW SaiSai Foot Mechanics (ストレッチニットスニーカー)

WG150サンプルボックス

製品特徴が
一目で分かる
POPラベル
付属

参考上代
14,400 円(税抜)



セット内容

WG150 (片足4足／S～LLサイズ)

※セット内容は弊社アソートとなります

- ボックス寸法：高さ520mm×幅500mm×奥行230mm (展示寸法)
- 製品掲載ページ P3～



足を快適に包む
ストレッチニットアッパー



足がスッと入る
大きな履き口

SaiSai Foot Mechanics (ストレッチニットスニーカー)

サンプルボックスA

製品特徴が
一目で分かる
POPラベル
付属

参考上代
16,800 円(税抜)



セット内容

WG110・WG120・WG130・WG140
(片足6足／オールサイズ)

※セット内容は弊社アソートとなります

- ボックス寸法：高さ780mm×幅500mm×奥行230mm (展示寸法)
- 製品掲載ページ P5～



足を快適に包む
ストレッチニットアッパー



簡単に脱ぎ履き出来る
ワイドな履き口

SaiSai Foot Mechanics (ストレッチニットシューズ)

サンプルボックスB

製品特徴が
一目で分かる
POPラベル
付属

参考上代
11,800 円(税抜)



セット内容

W750 (片足4足／オールサイズ)

※セット内容は弊社アソートとなります

- ボックス寸法：高さ520mm×幅500mm×奥行230mm (展示寸法)
- 製品掲載ページ P7～



足を快適に包む
ストレッチニットアッパー



足がスッと入る
大きな履き口

履きやすい靴のカタログ

健康・快適で、「足に合わせた」ピッタリの1足を…

Vol.50

シューズカタログ
2026年3月末まで有効



よりそってくれる靴。

大切にしたい。毎日のことから。

私達の過ごす毎日を足元から支えてくれる靴。

快適で履きやすく、軽くて痛みも少ない…。

そんな靴なら、日常をもっとしっかりとサポートしてくれるはず。

本当に履く人の身になって考えた、毎日を支える靴。

マリアンヌが自信をもってお勧めします。



CONTENTS

NEW Product

彩りをあなたの足元へ

- > 足元応援 WG303 02

サイ サイ フット メカニクス

Sai Sai Foot Mechanics

オシャレで、心地よく足を包み込む
ケアシューズの新しいカタチ

- > ストレッチニットスニーカー 03
- > ストレッチニットシューズ 07
- > ストレッチニットブーツ 09
- > ジャストフィットサンダル 11

ケアシューズ

華やか&らくらくシューズ

- > Sai Sai フラワープリント 15

抗ウイルスαシリーズ

施設内・室内向け抗ウイルスシューズ

- > Sai Sai+α、足元応援+α 17
- > Active! +α 18

リハビリシューズ

施設内・院内向け、外出向け、リハビリ中の方

- > 足元応援シリーズ 19

別注オーダー加工

健康・快適で「足に合わせた」ピッタリの一足をお作りします

- > リハビリシューズのサイズ目安表 21
- > 別注ワイド加工 22
- > オーダーラインナップ 23
- > 別注価格一覧表 25
- > 別注オーダー加工注文書 26

健康らくらくフィットシリーズ

- > 健康らくらく 27
- > Suasis feel 28

施設職員様向けシューズ

- > プロシューズシリーズ 29

素材や機能の表示

素材・設計

- 軽量 超軽量 撥水
- ストレッチ 伸縮ゴム

機能

- 抗ウイルス 抗菌防臭 衝撃吸収
- スベリにくい サイズ調整

ソール/インソール

- フルギョフルソール ロールアップ
- 2WAYウィズ カップインソール

別注のご案内

別注

- サイズ違い販売 片足販売 オーダー加工

※様々な別注オーダー加工に対応。
ラインナップや料金・対応表はP21
～26をご確認ください。

マリアンヌだから、できる。
オーダーメイドにも、信頼の技術が生きています。

足元応援 リハビリシューズ

New Product

新商品の
ご案内



着脱簡単! 全開タイプ



マジックでピッタリ

WG303 彩りをあなたの足元へ

男女兼用

SS～3L (21.0～26.5cm相当)

こだわりの
JAPAN MADE

超軽量 スベリにくい フルギョフルソール ロールアップ サイズ違い販売 片足販売 オーダー加工

ヒール外寸
↑32mm

- マジックタイプ
- 素材：合成繊維／EVA ソール
- 重量：約135g (片足)

参考上代 6,300 円(税抜)

足元応援～WG303～ サイズ目安表 単位：mm

サイズ	SS (21.0～21.5)	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)
足 長 (mm)	222	232	242	252	262	272
足 囲 (mm)	223	230	237	244	251	258
足 巾 (mm)	79	82	84	87	89	91

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、
使用素材や調整機能により数字以上にゆとりとご使用いただけます。



超軽量モデル

軽量で耐久性のあるEVA素材を底材
に使用しており、長時間の使用でも
優しく足をサポートします。



フレキシブルソール

縦横に屈曲の溝を配置することで、
しなやかに足にフィットします。また
足の動きを妨げず、足への負担を軽
減します。



ミストベージュ



ミストレッド



ミストブラック

Foot Mechanics ストレッチ ニットスニーカー SaiSai

その履き心地は、まるで靴下そのもの。

シリーズ史上『最高の履きやすさ』と、
靴下のような『ストレッチ性能』の両立を実現！



履き口が大きくて
足入れらくらく♪

WG150 着脱が簡単な履き口ゆったり設計

男女兼用 S~4L (22.0~27.5cm相当)

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベレにくい サイズ調整マジック ロールアップ 2WAY ウィズ カップインソール ヒール外寸 34mm

- マジックタイプ
- 素材：ニット／EVA ソール・ラバー
- 重量：約180g (片足)

参考上代 7,200 円(税抜)

ベルトの長さ自在調整機能
実用新案登録第3191011号



ミントグリーン



ダークグレー

モカベージュ

実用新案登録第3191011号

足にフィットする調整ベルト

履き口部分のベルトは、約50mmの範囲で長さを調整できます。どの長さに調整しても面ファスナーが見えない工夫を施しています。



「履きやすさ」に配慮したデザインパーツ



ベルト部つまみ



かかと部指入れ

シリーズ特徴 ストレッチニットスニーカー (3~6ページ共通)

足を快適に包む ストレッチニットアップパー

伸縮性のあるストレッチニットアップパーで、どのような足の形状や動きにもフィットします。むくみや外反母趾の方にもワイドに対応。



スムーズな歩行を促す つまずきにくいトゥスプリング

適度なトゥスプリングで、つまずきにくく、さらにローリング効果で歩きやすさを高めています。




足裏をサポートする 3Dカップインソール

弾力性のあるスポンジで、アーチ部分を立体的にサポートする形状に仕上げました。優れたクッション性と反発力を実現しました。



2WAYウィズシステム

インソールが2枚敷きになっており、下敷きを取り除けばよりゆったりとしたサイズ感でご使用いただけます。ストレッチニットアップパーとのコンビネーションで、今までにない履き心地になっています。



フリーウィズ機能

ストレッチ性能が優れているので、サイズ許容が非常に大きく、別注なしで様々な症状にぴったりフィットします。WG150は5E相当、WG110、WG120、WG130、WG140 (P5~6) は7E相当の方まで、そのまま履いていただける設計になっています。



装具にも対応可能！



※品番によって対応可能サイズが異なりますのでご注意ください。

Foot Mechanics

ストレッチ
ニットスニーカー

SaiSai

足の形に合わせてくれる、優しいストレッチシューズ



日本転倒予防学会
推奨品として認定されました！

品番：WG110・120・130・140 / W750 (P8掲載)

✓つまずきにくい安心デザイン

✓超軽量モデルだから疲れにくい

✓ストレッチニットで足元らくらく



(片足)

約140g

※WG140



WG140 履きやすく 脱げにくいスリッポンタイプ

男女兼用 S～4L (22.0～27.5cm相当)

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベリにくい ローラップ 2WAY ウィズ カップ インソール



- スリッポンタイプ
- 素材：2重編みニット・合成皮革／EVA ソール・ラバー
- 重量：約140g (片足)

参考上代 6,900 円(税抜)

フリーウィズ機能 3E～7E 相当

3～7E相当の方まで別注
なしでご使用いただける設計

サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)	4L (27.0～27.5)
足長 (mm)	232	242	252	262	272	282
足囲 (mm)	239	245	251	257	263	269
足巾 (mm)	84	86	88	90	92	94

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆたたりとご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+50mm～-15mmの
範囲で十分ご使用いただけます。



パープル



ブラック



ワイン



グレー



ネイビー



カーキ

WG110 足先ゆったり一本ベルトタイプ

男女兼用 S～4L (22.0～27.5cm相当)

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベリにくい サイズ調整 ザックザック ローラップ 2WAY ウィズ カップ インソール



- マジックタイプ
- 素材：ニット・合成皮革／EVA ソール・ラバー
- 重量：約160g (片足)

参考上代 6,800 円(税抜)

ベルトの長さ自在調整機能
実用新案登録第3191011号



パープル



ブラウン



ブラック

WG120 安心感を高めたアクティブな2本ベルトタイプ

男女兼用 S～4L (22.0～27.5cm相当)

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベリにくい サイズ調整 ザックザック ローラップ 2WAY ウィズ カップ インソール



- マジックタイプ
- 素材：ニット・合成皮革／EVA ソール・ラバー
- 重量：約160g (片足)

参考上代 6,800 円(税抜)

ベルトの長さ自在調整機能
実用新案登録第3191011号



エメラルド
グリーン



ブラック



ディーブレッド

WG130 フィット感を自在に調整できるシューレースタイプ

男女兼用 S～4L (22.0～27.5cm相当)

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベリにくい ローラップ 2WAY ウィズ カップ インソール



- シューレースタイプ
- 素材：ニット・合成皮革／EVA ソール・ラバー
- 重量：約160g (片足)

参考上代 6,900 円(税抜)



ブラック



グレー



カーキ

フリーウィズ機能 3E～7E 相当

3～7E相当の方まで別注
なしでご使用いただける設計

サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)	4L (27.0～27.5)
足長 (mm)	232	242	252	262	272	282
足囲 (mm)	239	245	251	257	263	269
足巾 (mm)	84	86	88	90	92	94

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆたたりとご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+50mm～-15mmの
範囲で十分ご使用いただけます。

フリーウィズ機能 3E～7E 相当

3～7E相当の方まで別注
なしでご使用いただける設計

サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)	4L (27.0～27.5)
足長 (mm)	232	242	252	262	272	282
足囲 (mm)	239	245	251	257	263	269
足巾 (mm)	84	86	88	90	92	94

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆたたりとご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+50mm～-15mmの
範囲で十分ご使用いただけます。

フリーウィズ機能 3E～7E 相当

3～7E相当の方まで別注
なしでご使用いただける設計

サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)	4L (27.0～27.5)
足長 (mm)	232	242	252	262	272	282
足囲 (mm)	239	245	251	257	263	269
足巾 (mm)	84	86	88	90	92	94

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆたたりとご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+50mm～-15mmの
範囲で十分ご使用いただけます。

Foot Mechanics

ストレッチ
ニットシューズ

SaiSai

スツと足が入る！優しいストレッチニットシューズ。

履く時も、歩いてる時も、よりそってくれる。



履く時に便利な
かかと指入れ付き

POINT

「履きやすい」を考えた新デザイン!!

足を快適に包む
ストレッチニットアッパー

伸縮性のあるストレッチニットアッパーで、どのような足の形状や動きにもフィットします。むくみや外反母趾の方にもワイドに対応。



POINT

幅広いサイズ対応!!

2WAYウィズシステム

インソールが2枚敷きになっており、下敷きを取り除けばよりゆったりとしたサイズ感でご使用いただけます。ストレッチニットアッパーとのコンビネーションで、今までにない履き心地になっています。



簡単に脱ぎ履きできる大きな履き口

靴の履き口に大きくスリットを入れることで、足をスツと入れることが出来、脱ぎ履きが簡単になっています。ご自身で履く時はもちろん、脱ぎ履きの補助をする場合もスムーズに脱ぎ履きを行えます。



下敷き
インソール



つまずきにくい
スムーズな歩行設計

つま先を巻き上げたロールアップ構造でつまずきにくく、歩行時の蹴り出しがスムーズに行えます。また、屈曲性抜群の靴底を採用していますので、足裏の動きにフィットし、スムーズな歩行をサポートしてくれます。



フリーウィズ機能

ストレッチ性能が優れているので、サイズ許容が非常に大きく、**5E相当**の方までそのまま履いていただける設計になっています。別注なして、様々な症状にぴったりフィットします。



5E

3E

W760

婦人用 S~LL (22.0~25.5cm相当)

こだわりの
JAPAN MADE

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベレにくい アルミフルーアル ロールアップ 2WAYウィズ カップインソール ヒール外寸 132mm

- マジックタイプ
- 素材：ニット・合成皮革／EVA ソール
- 重量：約165g（片足）

参考上代 6,900 円(税抜)



ベージュ



パープル



ブラック

フリーウィズ機能 3E~5E 相当

3~5E相当の方まで別注
なしでご使用いただける設計

サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0~22.5)	M (23.0~23.5)	L (24.0~24.5)	LL (25.0~25.5)
足長 (mm)	232	242	252	262
足囲 (mm)	230	237	244	251
足巾 (mm)	82	84	87	89

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりとご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+20mm~-10mmの範囲で十分ご使用いただけます。



屈曲性のある
フレキシブルソール



つま先まで
大きく開く！

W750

婦人用 S~LL (22.0~25.5cm相当)

超軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベレにくい サイズ調整 アルミフルーアル ロールアップ 2WAYウィズ カップインソール ヒール外寸 132mm

- マジックタイプ
- 素材：ニット・合成皮革／EVA ソール
- 重量：約155g（片足）

参考上代 6,900 円(税抜)

ベルトの長さ自在調整機能
実用新案登録第3191011号



ベージュ



パープル



ブラック

フリーウィズ機能 3E~5E 相当

3~5E相当の方まで別注
なしでご使用いただける設計

サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0~22.5)	M (23.0~23.5)	L (24.0~24.5)	LL (25.0~25.5)
足長 (mm)	232	242	252	262
足囲 (mm)	239	245	251	257
足巾 (mm)	84	86	88	90

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりとご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+40mm~-15mmの範囲で十分ご使用いただけます。



屈曲性のある
フレキシブルソール



大きくスリットが
入った履き口

Foot Mechanics

ストレッチ
ニットブーツ

SaiSai

業界初!! 外観を変えず、底上げがおしゃれで簡単に!

WG550

男女兼用

S~4L (22.0~27.5cm相当)

こだわりの
JAPAN MADE

軽量 ストレッチ 衝撃吸収 スベリにくい ロールアップ 2WAY ウィズ カップインソール ヒール外寸 134mm

- ファスナータイプ
- 素材：ニット・合成皮革 / EVA ソール・ラバー
- 重量：約270g (片足)

参考上代 9,800 円(税抜)

高さ調整用
下敷きインソール
2枚付き



ブラック



フリーウィズ機能 3E~7E 相当 3~7E相当の方まで別注なしでご使用いただける設計

下敷きインソールを使って
簡単に底の高さを調整できます!

今までの底上げ例



外底を加工

今までの底上げは、本底に調整用のスポンジを貼り合わせ底の高さを調整するので、どうしても左右で外観の違いが出ていました。

カップインソール 下敷きインソール



新しい底上げ例

ストレッチニットブーツは、カップインソールの下に調整用の下敷きインソールを重ね入れるだけで底の高さが調整できます。

外観を変えずに
10mm アップ!

例：(下敷きインソール2枚使用時)

POINT 確かな快適性!!

足を快適に包む
ストレッチニットアッパー

ストレッチニットアッパーが、軽く足に吸い付くフィット感で、足全体を包み込み、どのような足の形状や動きにもフィットします。



簡単に脱ぎ履きできる
内側ファスナーデザイン

靴の履き口には、内側にファスナーを取り付けていますので、かんたんに脱ぎ履きができます。(カカト指入れ付き)



足裏をサポートする
3Dカップインソール

弾力性のあるスポンジで、アーチ部分を立体的にサポートする形状に仕上げ、優れたクッション性と反発力を実現しました。



SaiSai~ストレッチニットブーツ~サイズ目安表

単位：mm

サイズ	S (22.0~22.5)	M (23.0~23.5)	L (24.0~24.5)	LL (25.0~25.5)	3L (26.0~26.5)	4L (27.0~27.5)
足 長 (mm)	232	242	252	262	272	282
足 囲 (mm)	258	265	272	279	286	293
足 巾 (mm)	84	86	88	90	92	94

《お断り》あくまでも、ラスト(製造上の木型)寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりとご使用いただけます。


WG550の足囲は左記サイズ目安表数値より+10mmの範囲で十分ご使用いただけます。

POINT 付属の下敷きインソール、オプションパーツで簡単底上げ!!

製品ご購入時、下敷きインソール(約5mm厚)が左右各1枚(計2枚)付属しています。(オプションパーツ無しでも、最大10mmまでの高さ違いに対応できます)

付属の下敷きインソールを使用して・・・

左右高さ違い10mmにする場合 (右足を10mm高くする場合)



合計で左右の高さの違いが10mmとなります。この場合オプションパーツの購入の必要はございません。


オプションパーツ(別売)…… 左右兼用

10mmを超える調整が必要な場合は、下記
のオプションパーツのご利用をオススメします。



※下敷きインソール・ヒールインソールは軽量EVA材を使用しています。(下敷きインソール1枚あたり約18g ヒールインソール1枚あたり約5g)
※10mmを超える高さ違いの場合には、上記オプションパーツを、別途お買い求めください。
※安全のため、20mmを超える底上げ・ヒール上げはご遠慮ください。

5mmごとに調整可能 組合せ自在 簡単調整!!



POINT しっかり安心感!!

スムーズな歩行を促す
つまずきにくいトゥスプリング

適度なトゥスプリングで、つまずきにくく、さらにローリング効果で歩きやすさを高めています。



滑りにくいラバーグリップソール

滑りにくいラバーをソール全面に配置した一体成型。地面や床面からの足元の不安を軽減します。



安心感のあるワイドソール

つま先からカカトまで、アウトソールをワイドに設計。地面をしっかりと捉える安定感と安心感を高めています。



Foot Mechanics

ジャストフィット
サンダル

SaiSai

別注不要の優れもの！！

サイズ調整自在ベルト採用でどんな足にも合わせてくれる！！

リハビリシューズの新提案

こんな方に
おすすめ装具
着用の方左右
サイズ違いワイド加工の
必要な方

サイズ調整自在ベルトを採用！
別注なしで7E相当まで対応！



一度サイズ調整を行えば、
次回からはワンタッチで脱着可能！



詳しいご調整方法は13ページをご参照ください

POINT

別注の必要性を大幅に軽減！！

装具着用の場合にも別注不要



装具着用の場合でも、ベルト伸ばし等の別注の必要がなく簡単にご使用いただけます。

左右サイズ違いの別注不要



ケガやギプス等で片足のみサイズアップが必要な場合でもサイズ違いや別注の必要がなくそのまま簡単にご使用いただけます。

サイズ調整が簡単で経済的

一時的なサイズアップにも対応し、簡単に通常サイズに戻してご使用いただけます。快復後も有効にご使用いただけますので経済的です。

通常サイズ

ワイドサイズに簡単調整

通常サイズに戻せます

ワイドサイズ



長さ調整自在のベルト採用により、ベルト伸ばし等の別注の必要性を大幅に軽減！！
装具着用の方やむくみのある方でも別注いらずで、そのまま簡単にご使用いただけます。

POINT

うれしい新機能が満載！！

面ファスナーの露出を制限

二重構造の調整ベルト（実用新案登録第3215008号）により、サイズアップ時の面ファスナーの露出を最小限に抑え、露出する面ファスナーにホコリや糸くずが付着してしまうことを解消しました。
今まで露出した面ファスナーを隠すために別注していた方も、ベルト長さの調整幅が大幅にアップしたことで別注することなくご使用いただけます。

(実用新案登録第3215008号)



簡単！自在調整！
甲部ベルト・足首ベルト

足の甲や足首を+50mmの範囲で簡単調整。甲高の方はもちろん、浮腫の方や装具着用の方でも簡単調整でご使用いただけます。

スムーズな歩行を促す
つまずきにくい
トゥスプリング

適度なトゥスプリングで、つまずきにくく、安定感を保ち、歩きやすさを高めています。



便利なワンタッチプラグ

足首ベルトの内側にワンタッチプラグを施し、楽な姿勢で簡単に着脱していただけます。また、足首ベルトの外側にも面ファスナーが施してあり、外側・内側の両方向でベルトの開閉をしていただけます。



簡単調整！
ヒールベルト

足長を、約+15mm～-10mmの範囲で簡単に調整可能。カカトのホールド感を自由に調整できます。



安心グリップの
ワイドソール

つま先からカカトまでワイドに設計。底裏にグリップ力のあるラバーを前後に配置し、安定感と安心感を高めています。



これ一足あれば
サイズ調整が自由自在！

POINT

快適性を高める素材

クッション性抜群の
3Dフットベット構造

インソールはソフトで弾力性の有るスポンジを使用し、アーチ部分を立体的にサポートする形状に仕上げました。



ソフトで足あたりの良い
クッションフィット素材

アッパー材は素材と裏材の間に、クッション性の良いスポンジ素材を挟み込んでいるので、足に優しくフィットします。



この商品は、履物でお困りの方にも安心してご使用頂けるよう、足囲・足長を簡単に調整できるようになっております。足囲を約+50mmの範囲で、足長を約+15mm～-10mmの範囲でそれぞれ簡単に調整でき、甲高の方はもちろん浮腫の方や装具着用の方など、履物でお困りの方でも別注不要で快適に対応できる商品となっております。

Foot Mechanics

ジャストフィット
サンダル

SaiSai

ベルト伸ばしや甲部伸ばし等の別注採寸が不要！！

細やかな採寸は必要ナシで、装具着用でもジャストフィットします。

別注いらずだから、必要なシーンで即座に対応いただけます。

NEW DESIGN FOR REHABILITATION

～リハビリシューズの新たなカタチ～

FREE ADJUSTMENT ～ご調整方法～



①アッパー甲部とベルトを全開にした状態で、前後バランス良く足をセットします。



②アッパー甲部で足を包み込みます。



③甲部ベルトの長さを調整しますが、下のアッパー側の面ファスナーが隠れるように長さを調整してください。



④下のアッパー側の面ファスナーが隠れるように甲部ベルトを貼り付けます。



⑤同じように、下のアッパー側の面ファスナーが隠れるように足首ベルトの長さを調整します。



⑥同じく、下のアッパー側の面ファスナーが隠れるように足首ベルトを貼り付けます。



⑦ヒールベルトの長さを調整します。



⑧ジャストサイズに調整完了！！

POINT 調整は最初だけ！次回からワンタッチ！



①足首ベルト内側のワンタッチプラグをつまめばプラグが外れ、プラグを差し込めば足首ベルトが固定されます。



②面倒な調整は最初だけで、あとはワンタッチで着脱が簡単に行えます。

WG510 甲部を広い範囲でカバーした安心設計！

男女兼用 S～4L (22.0～27.5cm相当)

軽量 衝撃吸収 スベリにくい サイズ調整マジックベルト ロールアップ ヒール外寸 132mm

- マジックタイプ / ワンタッチプラグ
 - 素材：合成繊維・ナイロン / EVA ソール・ラバー
 - 重量：約230g (片足)
- 参考上代 7,200 円(税抜) ベルトの長さ自在調整機能 実用新案登録第3215008号

フリーウィズ機能 3E～7E 相当 3～7E相当の方まで別注なしでご使用いただける設計

サイズ目安表 単位：mm

サイズ	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)	4L (27.0～27.5)
足長 (mm)	222	235	248	257	270	283
足囲 (mm)	216	228	240	247	259	271
足巾 (mm)	88	92	96	98	102	106

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりをご使用いただけます。

足長は上記サイズ目安表数値より+15mm～-10mmの範囲で十分ご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+50mm～-15mmの範囲で十分ご使用いただけます。



カーキ



ブラック



ネイビー

WG520 足首ベルト採用でよりアクティブに！

男女兼用 S～4L (22.0～27.5cm相当)

軽量 衝撃吸収 スベリにくい サイズ調整マジックベルト ロールアップ ヒール外寸 132mm

- マジックタイプ / ワンタッチプラグ
 - 素材：合成繊維・ナイロン / EVA ソール・ラバー
 - 重量：約250g (片足)
- 参考上代 7,200 円(税抜) ベルトの長さ自在調整機能 実用新案登録第3215008号

フリーウィズ機能 3E～7E 相当 3～7E相当の方まで別注なしでご使用いただける設計

サイズ目安表 単位：mm

サイズ	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)	4L (27.0～27.5)
足長 (mm)	222	235	248	257	270	283
足囲 (mm)	216	228	240	247	259	271
足巾 (mm)	88	92	96	98	102	106

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりをご使用いただけます。

足長は上記サイズ目安表数値より+15mm～-10mmの範囲で十分ご使用いただけます。

足囲は上記サイズ目安表数値より+50mm～-15mmの範囲で十分ご使用いただけます。



ブラック



ネイビー



カーキ

SaiSai フラワープリント

足を包み込むような柔らかい素材にお洒落な
花柄をプリント 華やか&らくらくシューズ

「パンプスのイイところ」と
「スリッポンのイイところ」をプラス！
フィット感を調整できる万能スリッポン！



長さ調整できる甲ベルトで
足にピッタリフィット
安定感アップの安心安全パンプス！

W940

婦人用 21.5~26.0cm 0.5cm刻み

こだわりの JAPAN MADE

軽量 撥水 ストレッチ 抗菌防臭 衝撃吸収 スベレにくい ロールアップ 2WAYウィズ カップインソール

●マジックタイプ
●素材：合成繊維(チリメン織)・合成皮革
／ 軽量合成ゴムソール
●重量：約220g (片足)
参考上代 8,100 円(税抜)



W941

婦人用 21.5~26.0cm 0.5cm刻み

こだわりの JAPAN MADE

軽量 撥水 ストレッチ 抗菌防臭 衝撃吸収 スベレにくい サイズ調整 マグネット ロールアップ 2WAYウィズ カップインソール

●マジックタイプ
●素材：合成繊維(チリメン織)・合成皮革
／ 軽量合成ゴムソール
●重量：約220g (片足)
参考上代 8,100 円(税抜)



ココがポイント!!

足・膝・腰の負担を和らげる



3つの立体サポートで疲れを軽減。

足裏の疲れを和らげる



歩行時に負荷のかかりやすいカカト部分と
指の付け根周辺に衝撃吸収材を装備。

幅広いサイズ調整



カップインソールと下敷きスポンジの2枚
敷きになっており、下敷きを抜くと4E~5E
の方でも快適にご使用いただけます。

スムーズな歩行設計



つま先を巻き上げたロールアップ構造で
つまずきにくく、歩行時の蹴りだしがス
ムーズに行えます。滑りにくいラバーソール

つまずきにくいソールデザイン



歩行時の進行方向に対して前方部の凹凸
を少なくし、後方部には凹凸をつけた、つま
ずきにくく滑りにくいデザイン。

足になじむ抜群の屈曲性



屈曲性に優れた素材を採用。歩行時の返
りが良く、足先の屈曲を妨げないのでスト
レスを感じにくく歩きやすくなっています。

つま先までらくらくゆったり設計



つま先の高さと幅にゆとりを持たせたラ
スト(靴型)だから、つま先に負担をかけず
に足に優しくフィットします。

履きやすい大きく開いた履き口



大きく開く履き口で、足入れがしやすく、外
反母趾や腫れ・むくみ等の症状がある方に
も履きやすく快適にご使用できます。

撥水加工・抗菌防臭加工



表素材には、撥水加工を施しています。
(完全防水ではありません。)
裏素材には、抗菌防臭加工を施しています。

お洒落で安心な甲部デザイン (W940)

甲ベルトを足にフィットさ
せることで履き口が深め
になり、フィット感と安心
感を高め、快適にご使用
できます。足先をお洒落に
演出するデザインで、調整
で靴のシルエットを変えら
れます。



外反母趾等で「靴の形が気になる」など、お困りの方には最適です。

安心と安全の甲ベルト (W941)

甲ベルトは最大2.5cmの範囲で自
由に長さを調整できます。足の形に
ピッタリと合わせることで、より安
心・安全・快適にご使用できます。
外反母趾や腫れ・むくみの症状の
ある方、4Eや5E等で履物にお困り
の方でも幅広いサイズ対応で、安
心してご使用いただけます。



ベルトの長さ自在調整機能 実用新案登録第3191011号

SaiSai~フラワープリント~サイズ目安表

単位：mm

サイズ (cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
足 長 (mm)	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267
足 囲 (mm)	223	226	230	233	237	240	244	247	251	254
足 巾 (mm)	79	80	82	83	84	85	87	88	89	90

《お断り》あくまでも、ラスト(製造上の木型)寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりとご使用いただけます。

W940、W941の足囲は左記サ
イズ目安表数値より+6mm~
-6mmの範囲で十分ご使用い
ただけます。

+α 抗ウイルスαシリーズ

アウトソールに抗ウイルス剤を配合した
施設内・室内向け抗ウイルスシューズ



WG940α 手を使わなくても履ける新設計！ 室内向け抗ウイルスシューズ

男女兼用 21.5～27.0cm 0.5cm刻み JAPAN MADE

超軽量 ストレッチ 抗ウイルス 抗菌防臭 スペリ
ににくい カップ
インソール ロール
アップ 2WAY
ウィズ カップ
インソール ヒール外寸
132mm

- マジックタイプ
- 素材：合成繊維 / EVA ソール
- 重量：約130g (片足)

参考上代 6,600 円(税抜)

SaiSai+α
抗ウイルスαシリーズ



アッパーとライニングに
細菌の増殖を抑制し、
防臭効果のある抗菌素
材を採用



手を使わずに履ける新設計
だから清潔！



下敷きインソールを抜くことでさら
にサイズ調整が可能で、4E～5Eの
方でも快適にご使用いただけます。

WG503α 人気モデルに抗ウイルスをプラス！ リハビリや室内でのご使用に最適

男女兼用 SS～3L (21.0～26.5cm相当) JAPAN MADE

超軽量 ストレッチ 抗ウイルス 抗菌防臭 スペリ
ににくい カップ
インソール ロール
アップ サイズ
違い販売 片足
販売 オーダー
加工 ヒール外寸
132mm

- マジックタイプ
- 素材：合成繊維 / EVA ソール
- 重量：約130g (片足)

参考上代 6,300 円(税抜)

足元応援+α
抗ウイルスαシリーズ



アッパーとライニングに
細菌の増殖を抑制し、
防臭効果のある抗菌素
材を採用



甲部が大きく開き、足入れ安心。



つまづきにくいロールアップ構造。

SaiSai+α～WG940α～サイズ目安表 単位：mm

サイズ (cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0
足 長 (mm)	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267	272	277
足 囲 (mm)	223	226	230	233	237	240	244	247	251	254	258	261
足 巾 (mm)	79	80	82	83	84	85	87	88	89	90	91	92

足囲は上記サイズ目安表数値より+6mm～-6mmの
範囲で十分ご使用いただけます。

V2αE 院内・施設内の感染対策に、 スタッフ向け抗ウイルスシューズ

男女兼用 21.5～29.0cm 0.5cm刻み / 30.0cm

超軽量 抗ウイルス 衝撃吸収 スペリ
ににくい カップ
インソール ヒール外寸
145mm

- マジックタイプ
- 素材：メッシュ・合成皮革 / EVA ソール
- 重量：約175g (片足)

参考上代 5,400 円(税抜)

Active!+α
抗ウイルスαシリーズ



安定感のある巾広ベルトをデ
ザインに仕上げました。
最高のホールド感を実感して
ください。



インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を
採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。
同時に適度なソフト感があり、足を締め
付けず快適にご使用いただけます。



エアバッグの採用により、
クッション性が一層よくなりま
した。

院内感染・施設内感染の予防に期待！
靴裏に付着したウイルスの増殖抑制が期待できるソール。

足元から、感染対策。



抗ウイルス剤の抑制効果が立証されています (24時間放置後測定)

抗ウイルス剤 性能評価

【24時間放置後の測定による立証データ】

A型インフルエンザウイルス (H3N2) ネコカリシウイルス (ノロウイルス代替菌) (F-9株) に対して、
増殖を抑制する抗ウイルス・抗菌薬剤をアウトソールの素材に配合し、練り込み製法で仕上げています。

【試験材料】 抗ウイルス薬剤 1.5%配合シート

【試験結果】 ①=24 時間放置後抗ウイルス活性値 4.8

【試験ウイルス】 ①A型インフルエンザウイルス (H3N2)
②ネコカリシウイルス (F-9)

②=24 時間放置後抗ウイルス活性値 2.1

*上記の性能評価は、抗ウイルス剤の試験結果となり、実際のアウトソールの試験結果ではありません。

*抗ウイルス薬剤は、特定の細菌やウイルスを不活性化させます。全ての菌やウイルスに対応するものではありません。
また、感染を完全に防ぐものではありません。

抗ウイルス剤配合ソール 品質評価

【24時間放置後の測定による立証データ】

【試験項目】 抗ウイルス性試験

【試験方法】 ISO 21702 : 2019

洗い出し液:血清を終濃度10%となるように添加したSCDLP培地

【試験ウイルス】 ネコカリシウイルス Feline calicivirus :ATCC VR-782

【試験結果】

試験ウイルス液濃度: 2.3 x 10⁷ PFU/mL

試 料 名	感染価の常用対数値	
①抗ウイルスEVA【無加工】	接種直後 (U ₀)	5.84
	24時間後 (U _t)	3.94
試 料 名	感染価の常用対数値 (A _t)	Antiviral activity
②抗ウイルスEVA【加工】	<0.80	3.1

(注) 試験液接種量: 0.4 mL (被覆フィルムの表面積: 16cm²)

【参考】 算出方法: Antiviral activity=U_t—A_t



ボーケン品質評価機構 品質試験報告書

足元応援 リハビリシューズ



WG303 彩りをあなたの足元へ

男女兼用 SS～3L (21.0～26.5cm相当) **JAPAN MADE**

超軽量 スベリ にくい フルオープン ロール アップ サイズ違い 販売 片足 販売 オーダー 加工 ヒール外寸 132mm

- マジックタイプ
- 素材：合成繊維／EVA ソール
- 重量：約135g (片足)

参考上代 **6,300** 円(税抜)

足元応援～WG303～ サイズ目安表 単位：mm

サイズ	SS (21.0～21.5)	S (22.0～22.5)	M (23.0～23.5)	L (24.0～24.5)	LL (25.0～25.5)	3L (26.0～26.5)
足 長 (mm)	222	232	242	252	262	272
足 囲 (mm)	223	230	237	244	251	258
足 巾 (mm)	79	82	84	87	89	91

《お断り》あくまでも、ラスト（製造上の木型）寸法から算出された参考数値であり、使用素材や調整機能により数字以上にゆとりとご使用いただけます。



超軽量モデル

軽量で耐久性のあるEVA素材を底材に使用しており、長時間の使用でも優しく足をサポートします。

フレキシブルソール

縦横に屈曲の溝を配置することで、しなやかに足にフィットします。また足の動きを妨げず、足への負担を軽減します。



別注オーダー加工が出来ます！

一部商品 (WG503a・WG303・W/GM603・W/GM503・W/GM505) は片足販売やサイズ違い販売、ワイド加工やベルト伸ばし等のオーダー加工が可能で、症状に合わせたぴったりの一足がお作り出来ます。

※通常品より納品までお時間をいただきます
※別注につき、返品はご遠慮ください
※詳しくはP21～26をご覧ください

片足販売

サイズ違い販売

別注オーダー加工



W603

婦人用 21.0～25.0cm 1cm刻み

GM603

紳士用 24.0～28.0cm 1cm刻み

サイズ目安はP21を参照ください。

軽量 スベリ にくい 伸縮 ゴム サイズ違い 販売 片足 販売 オーダー 加工 ヒール外寸 118mm **JAPAN MADE**

- マジックタイプ
- 素材：合成皮革・ゴム／軽量合成ゴムソール
- 重量：W603 約165g (片足)、GM603 約210g (片足)

参考上代 W603 **6,300** 円(税抜)、GM603 **6,800** 円(税抜)



W503

婦人用 21.0～25.0cm 1cm刻み

GM503

紳士用 24.0～28.0cm 1cm刻み

サイズ目安はP21を参照ください。

軽量 スベリ にくい サイズ違い 販売 片足 販売 オーダー 加工 ヒール外寸 118mm **JAPAN MADE**

- マジックタイプ
- 素材：綿(刺子織)／軽量合成ゴムソール
- 重量：W503 約185g (片足)、GM503 約230g (片足)

参考上代 W503 **5,500** 円(税抜)

GM503 **6,000** 円(税抜)



W505

婦人用 21.0～25.0cm 1cm刻み

GM505

紳士用 24.0～28.0cm 1cm刻み

サイズ目安はP21を参照ください。

軽量 スベリ にくい サイズ違い 販売 片足 販売 オーダー 加工 ヒール外寸 118mm **JAPAN MADE**

- マジック&ファスナータイプ
- 素材：綿(刺子織)／軽量合成ゴムソール
- 重量：W505 約190g (片足)、GM505 約240g (片足)

参考上代 W505 **6,100** 円(税抜)

GM505 **6,600** 円(税抜)



履く人の身になって考えた、
足に優しい思いやりがいっぱい。

- 足の形が悪く従来の履物が履けなくてお困りの方にも…
- 足のけがや病気の為、包帯を巻いておられる方にも…
- 体が不自由で履物の着脱に不便を感じておられる方にも…
- 骨折等で足にギブスをはめておられる方にも…



別注

オーダー加工サービス

より安心してご利用いただける
マリアヌの別注オーダー加工サービス

オーダーラインナップ

別注オーダー加工対応については、各商品のデザインによって異なります。対応の有無については、P25をご参照ください。

ワイド加工

足囲と足巾のサイズバリエーションが増え、さらに細やかな
フィッティングが可能になりました。

- 詳細については、P21～22をご参照ください。
- 価格等については、P25をご参照ください。

甲部伸ばし加工

甲の部分を自在に伸ばすことができます。

むくみや装具等の理由で既成サイズではご利用できない時、
甲部（マジック部）をお好みの長さまで伸ばせます。

★伸ばす場合はプラス（+） 短くする場合はマイナス（-）で、
ご希望の長さをご指定ください。（0.5cm単位）

●参考上代／片足につき1,700円（税抜）

ベルト伸ばし加工

足首ベルトを自在に伸ばすことができます。

むくみや装具等の理由で既成サイズではご利用できない時、
足首ベルトをお好みの長さまで伸ばせます。

★伸ばす場合はプラス（+） 短くする場合はマイナス（-）で、
ご希望の長さをご指定ください。（0.5cm単位）

●参考上代／片足につき1,100円（税抜）


サイズ等でお困りの場合

ワイド加工や甲部伸ばし加工をしたいけど、「どれくらいのサイズかわからない？」
「どれくらい伸ばせばいいかわからない？」という場合は下記を参考にしてみてください。

①足のサイズを計測してください。

水平なところに直立し、両足を平行に少し開いて
左右平均になるように体重をかけた姿勢で計測し
てください。

- ・足長…カカトから1番長い指の先までの長さ
- ・足巾…第1指（親指）の付け根から、第5指（小指）の付け根までの巾
- ・足囲…足巾を基準にし、足の囲りを一周した寸法



②ご希望の商品のサイズ表と照し合せてください。

例えば、女性の方でW603の加工を希望される場合

リハビリシューズサイズ目安表 単位:mm			
サイズ		足長	足囲
21	ラスト実寸 適応目安	215 201～210	207 (±6)
22	ラスト実寸 適応目安	225 211～220	214 (±6)
23	ラスト実寸 適応目安	235 221～230	221 (±6)
24	ラスト実寸 適応目安	245 231～240	228 (±6)
25	ラスト実寸 適応目安	255 241～250	235 (±6)

*ご希望の商品のサイズ表は、カタログの商品掲載欄
に明記しておりますのでご確認ください。

③ご希望のサイズ・長さを ご指定ください。

例えば、足の計測の結果

足長：227mm

足囲：240mm

の場合、目安表の23cmが
近いサイズにはなりますが
足の足囲が240mmに対して
靴の足囲が221mmなので
19mm足りません。

そんな時は

甲部伸ばし加工 + 2cm
とオーダーしてください。

★計測してご注文される場合は、計測した寸法もオーダーシートにご記入ください。

★実際にご使用されている場合や、商品見本（サイズサンプル）等がお手元にある場合は、靴に足をいれて実寸を
ご指定いただければより簡単に正確にお作り出来ます。

★ご不明な点や、ご相談はお気軽にご連絡ください。

納期について

まごころ込めて7～10日でお作りします。

別注オーダー加工については、基本納期として全加工7～10日（営業日）でお作りします。



かかと指入れ加工



かかと部分に指入れを付けることができます。

かかと部分に指入れを付けることで、靴を履く時のかかとを引き上げる
作業も楽に行えます。

*指入れの大きさは、指1～2本が入る程度の大きさとなります。

●参考上代／片足につき600円（税抜）

底上げ加工

A：フラット仕様



底の厚み（高さ）を自在に変更できます。

一番歩きやすい、ピッタリの高さをご指定ください。

★ご希望の底上げする厚みを、プラス（+）でご指定ください。（1cm単位）

★つま先部分の仕様についてはA・Bよりお選びください。

A：フラット仕様…底全体が地面に接することで、「ロールアップ仕様」に比べ、
グリップ力と安定性に優れています。

B：ロールアップ仕様…つま先を上げているので、歩行がスムーズに行えます。

*発注時にご指示の無い場合は、「フラット仕様」となります。

*必ず専門家のご指示のもとで発注ください。

*歩行時に危険を及ぼす可能性があると思われる場合は、お断りさせていただきます。

●参考上代／片足につき2,000円（税抜）

ヒール上げ加工

ヒールの高さを自在に変更できます。

一番歩きやすい、ピッタリの高さをご指定ください。

★ご希望のヒール上げする厚みを、プラス（+）でご指定ください。（1cm単位）

*必ず専門家のご指示のもとで発注ください。

*歩行時に危険を及ぼす可能性があると思われる場合は、お断りさせていただきます。

●参考上代／片足につき2,000円（税抜）

軽量化加工



軽量合成ゴムソール使用の底材をさらに軽量化！
重量を約30％軽くすることができます。


スニーカー等にも使用されている軽量底材（EVA軽量発泡材）に変更
でき、靴の重さが気になる方にはおすすめです。

*軽量底材（EVA 軽量発泡材）の色は黒のみとなります。

●参考上代／片足につき600円（税抜）

ゴム底加工

A：全面ゴム貼り仕様



滑りにくいゴムを貼り付けグリップ力を高めます。

施設内、室内、外出等の様々な床に合わせてお選びいただけます。

★ゴム貼りの仕様についてはA・Bよりお選びください。

A：全面ゴム貼り仕様…底全面に滑りにくいゴムを貼り付け安定感を高めます。

B：かかとゴム貼り仕様…かかと部のみに滑りにくいゴムを貼り付けます。
つま先はスムーズに運べ、かかと部分でしっかりとグリップします。

*発注時にご指示の無い場合は、「全面ゴム貼り仕様」となります。

*ゴムの色は黒のみとなります。

*滑りにくいフロア等でご利用される場合、「かかと貼り仕様」をおすすめします。

●参考上代／片足につき2,000円（税抜）

B：かかと貼り仕様

価格表

リハビリシューズ価格一覧

別注オーダー加工料金表 一人一人の足に合わせた快適シューズを一足からお作りします

トラブルや痛みを持った足にも優しい、そんな靴をつくりたい…。色々な足の状態の違いにも対応できる、細やかなサポートを…。マリアンヌでは、そのために、様々な特別注文項目をご用意いたしております。健康・快適で「足に合わせた」ピッタリの一足をお作りいたします。また、下記の他にもご要望がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

納期について

別注オーダー加工については、7～10日(営業日)でお作りします。



別注の
ご注意

- 製造ロットの都合により、若干色の異なる場合があります。
- 一足一足手作りのため、既製品からの別注加工はお断りします。
- 別注の種類により、使用素材が変更になる場合があります。
- オーダーメイドのため商品の返品はご遠慮ください。(片足・左右サイズ違いも含む)

※●印は別注オーダー可

シューズ価格	掲載ページ	P17	P19	P20	P20	P20	P20	P20	P20
	商品品番	WG503α	WG303	W603	GM603	W503	GM503	W505	GM505
	商品参考上代(税抜)	6,300	6,300	6,300	6,800	5,500	6,000	6,100	6,600

別注オーダー加工料金表	片足・左右サイズ違い		片足参考上代(税抜)	3,800	3,800	3,800	4,100	3,300	3,600	3,700	4,000
			サイズ違い参考上代(税抜)	7,600	7,600	7,600	8,200	6,600	7,200	7,400	8,000
	ワイド加工 詳細はP21～22でご確認ください。 下記の注意事項(※1)をご確認ください。	片足販売で片足加工の場合	ワイド加工片足参考上代(税抜)	4,300	4,300	4,300	4,300	3,800	3,800	4,200	4,200
		両足販売で片足加工の場合	ワイド加工両足サイズ違い参考上代(税抜)	8,600	8,600	8,600	8,600	7,600	7,600	8,400	8,400
		両足販売で両足加工の場合									
	甲部伸ばし加工 詳細はP23でご確認ください。		片足につき¥1,700(税抜)	●	●	●	●	●	—	—	—
	ベルト伸ばし加工 詳細はP23でご確認ください。		片足につき¥1,100(税抜)	●	●	—	—	●	●	●	●
	かかと指入れ加工 詳細はP24でご確認ください。		片足につき¥600(税抜)	●	●	●	●	●	●	標準	標準
	底上げ加工 詳細はP24でご確認ください。		片足につき¥2,000(税抜)	●	●	●	●	●	●	●	●
	ヒール上げ加工 詳細はP24でご確認ください。		片足につき¥2,000(税抜)	●	●	●	●	●	●	●	●
	軽量化加工 詳細はP24でご確認ください。		片足につき¥600(税抜)	—	—	●	●	●	●	●	●
	ゴム底加工 詳細はP24でご確認ください。		片足につき¥2,000(税抜)	—	—	●	●	●	●	●	●

(※1)両足でご購入の場合、「片足のみのワイド加工」「左右サイズ違いでのワイド加工」「左右同じサイズでのワイド加工」に関わらず、価格は上記「ワイド加工サイズ違い参考上代」となります。この場合、ワイド加工専用底材(EVA軽量発泡材)で左右合わせてお作りさせていただきます。

※詳しくはP21～22をご参照ください。

※コピーしてお使いください

マリアンヌ製品 別注オーダー加工注文書

年 月 日

御社名	ご担当者
住所 〒	
	TEL
	FAX

※送付先が上記と異なる場合のみご記入下さい	
直送先	
住所 〒	
	TEL
	FAX

商品名・品番	色	サイズ	数量	備考
		両足		
		左足		
		右足		

↑ 片足のみのご注文時は、右足、左足のどちらかに○をつけてください。

※正しく計測してからご記入ください。(各商品のサイズ目安表をご参照ください)

ワイド加工

価格等については、P25をご参照ください。

	3E～4E	5E～7E	7E～9E	9E～11E
両足	通常サイズ	SW	WD	EW
左足	通常サイズ	SW	WD	EW
右足	通常サイズ	SW	WD	EW

※ご希望部分に○を付けてください。

※ワイド加工は通常サイズを含め、加工専用の軽量底材に変更しお作り致します。

※詳細はP21～22参照

かかと指入れ加工 片足¥600(税抜)

両足	希望する
左足	希望する
右足	希望する

※ご希望部分に○を付けてください。

※詳細はP24参照

軽量化加工 片足¥600(税抜)

両足	希望する
左足	希望する
右足	希望する

※ご希望部分に○を付けてください。

※詳細はP24参照

甲部伸ばし加工 片足¥1,700(税抜)

両足	+	—	cm
左足	+	—	cm
右足	+	—	cm

※ご希望部分に○を付けてください。

※プラス、マイナスの値のみ記入。

※詳細はP23参照

ベルト伸ばし加工 片足¥1,100(税抜)

両足	+	—	cm
左足	+	—	cm
右足	+	—	cm

※ご希望部分に○を付けてください。

※プラス、マイナスの値のみ記入。

※詳細はP23参照

底上げ加工 片足¥2,000(税抜)

両足	A・B	+	cm
左足	A・B	+	cm
右足	A・B	+	cm

A：フラット仕様 B：ロールアップ仕様

※ご希望部分に○を付けてください。

※専門家にご相談ください。

※A・Bのご指示が無い場合は、フラット仕様になります。

※詳細はP24参照

ヒール上げ加工

片足¥2,000(税抜)

両足	+	cm
左足	+	cm
右足	+	cm

※ご希望部分に○を付けてください。

※プラス値のみ記入。

※専門家にご相談ください。

※詳細はP24参照

ゴム底加工 片足¥2,000(税抜)

両足	A・B	希望する
左足	A・B	希望する
右足	A・B	希望する

A：全面ゴム貼り仕様 B：かかとゴム貼り仕様

※ご希望部分に○を付けてください。

※A・Bのご指示が無い場合は、全面ゴム貼り仕様になります。

※詳細はP24参照

備考：計測した寸法等、ご記入ください。

健康らくらく 2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス

外反母趾や靴が合いにくかった方も今日から足元らくらく、エレガントに。

マリアンヌ製靴が東レと健康シューズを共同開発。高機能素材《東レ・エントラントα》を採用。縦横に伸縮する2WAYストレッチ素材は、足の形に合わせ伸縮し足の圧迫感を軽減。外反母趾にも対応します。また、冠婚葬祭などフォーマルなシーンでもご使用いただけます。

CH430

ローヒールタイプ

婦人用 S～LL (22.0～25.5cm相当) **JAPAN MADE**

超軽量 撥水 ストレッチ 抗菌防臭 衝撃吸収 スベリにくい

●素材：合成繊維(エントラントα)、合成皮革／軽量合成ゴムソール
●重量：約160g (片足)

参考上代 10,000 円(税抜)

足指を締め付けない
オブリーク・スクウェアデザイン

安定感のあるウェッジソールと、
滑りにくい合成ゴム底の安心設計。



サイズ目安表 単位：cm			
S	M	L	LL
22.0～22.5	23.0～23.5	24.0～24.5	25.0～25.5

締め付けが少ない設計
サイズでお悩みの際は、小さめサイズをお勧めします。



CH450

ハイヒールタイプ

婦人用 S～LL (22.0～25.5cm相当) **JAPAN MADE**

超軽量 撥水 ストレッチ 抗菌防臭 衝撃吸収 スベリにくい

●素材：合成繊維(エントラントα)、合成皮革／軽量合成ゴムソール
●重量：約180g (片足)

参考上代 10,000 円(税抜)



足指を締め付けない
オブリーク・スクウェアデザイン

安定感のあるウェッジソールと、
滑りにくい合成ゴム底の安心設計。



サイズ目安表 単位：cm			
S	M	L	LL
22.0～22.5	23.0～23.5	24.0～24.5	25.0～25.5

締め付けが少ない設計
サイズでお悩みの際は、小さめサイズをお勧めします。



～スアシスフィール～ Suavisfeel JAPAN

スアシスフィールは快適で、美しく、女性らしさを追求し、女性によりそった、マリアンヌの新ブランドです。

まるで素足のような開放感...スアシスフィール！
外反母趾の方でも安心して、おしゃれにご使用いただけます。

SF-1 ストレッチデニムパンプス

婦人用 22.5～24.5cm 0.5cm刻み **JAPAN MADE**

超軽量 撥水 ストレッチ 抗菌防臭 衝撃吸収 スベリにくい ヒール外寸 150mm

●素材：綿・合成皮革／EVA ソール・ラバー
●重量：約135g (片足)

参考上代 9,800 円(税抜)



デニムネイビー



デニムブルー

SF-2 ストレッチカジュアルパンプス

婦人用 22.5～24.5cm 0.5cm刻み **JAPAN MADE**

超軽量 撥水 ストレッチ 抗菌防臭 衝撃吸収 スベリにくい ヒール外寸 150mm

●素材：合成繊維・合成皮革／EVA ソール・ラバー
●重量：約135g (片足)

参考上代 9,800 円(税抜)



ブラック



ベージュ



グレー



ブラウンベージュ

※ゆったり設計のため、
ワンサイズ下をお勧めします。



ストレッチ性

アップパー素材にストレッチ素材を使用し、縦横方向に極上の伸縮性を追求しました。




撥水性

表面に撥水加工を施し突然の雨でも安心。
※雨靴ではございません。



フレキシブルソール

屈曲性抜群で軽量のEVAアウトソールの採用により、足の動きそのままに、まるで素足のような屈曲性。ウレタン底に比べ軽量で加水分解の心配がございません。



衝撃吸収構造

衝撃吸収素材「レバリスリッチ」を全面に施し、膝や腰への負担を軽減。全面に使用することで、衝撃吸収素材の力をフルに発揮します。



ノンスライダー制菌加工

中敷はノンスライダー採用で、疲労軽減・滑り止め加工・抗菌・防臭加工で清潔に保ちます。

施設・厨房・病院 職員様向け

プロシューズ

PRO SHOES SERIES

シリーズ

今日も一日、
足元から応援します。

NEW

ホワイト

ブラック

ネイビー

バリュ! フロートV105

(マジックタイプ)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー
Color: ホワイト/ブラック/ネイビー
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 150g(片足)
参考上代: ¥5,200(税抜)

Men's
Ladies

サイドクールメッシュ

インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。

着脱簡単

履き口が大きく開くので、着脱が簡単に行なえます。

ホワイト

ブラック

ネイビー

バリュ! フロートV104

(2WAYサボタイプ)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー
Color: ホワイト/ブラック/ネイビー
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 150g(片足)
参考上代: ¥5,000(税抜)

Men's
Ladies

2WAY機能(サボ)

脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。

事務職員様にもおすすめ

ご要望の多かったブラックが新登場! ナースシューズが可能なした軽量感と履き心地が、オフィスワークの足元をサポートします。

Men's
Ladies

バリュ! フロートV101

(マジックタイプ)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー
Color: ホワイト
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 150g(片足)
参考上代: ¥5,000(税抜)

Men's
Ladies

バリュ! フロートV102

(ヒモタイプ)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー
Color: ホワイト
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 155g(片足)
参考上代: ¥5,200(税抜)

Men's
Ladies

バリュ! フロートV103

(スリッポンタイプ)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー
Color: ホワイト
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 145g(片足)
参考上代: ¥5,000(税抜)

※衝撃分散イメージ

フロートソール

厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。

クッションエアースルーインソール

厚みのあるソフトなEVAで形成し、空気循環を促す気孔が全体に配置されており、ムレ感を抑えます。

Men's
Ladies

足元さわやか

バリュ! V2E

(マジックタイプ)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA
Color: ホワイト/ネイビー/パーガンディ
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 175g(片足)
参考上代: ¥4,800(税抜)

サイドクールメッシュ

インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。

パーガンディ

ホワイト

ネイビー

Men's
Ladies

足元さわやか

バリュ! V5E

(可動式ベルト)

素材: メッシュ・合成皮革・EVA
Color: ホワイト
Size: 21.5~29.0・30.0cm 3E
Weight: 150g(片足)
参考上代: ¥4,900(税抜)

*カカトベルトは可動式

サイドクールメッシュ

インサイドとアウトサイドにメッシュ素材を採用し、通気性を高め、ムレ感をカット。同時に適度なソフト感があり、足を締め付けず快適にご使用いただけます。

ホワイト